

3 -Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazları

- I. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı
- II. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Küçük Kapasiteli
- III. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Orta Kapasiteli
- IV. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Büyük Kapasiteli
- V. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Araba ve Ek Üniteleri



I. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ), ameliyathane ve anestezi birimleri gibi kalitesi, kapasitesi, esnekliği ve komple işlem hacmi ile beklentilerin çok yüksek olduğu yerler için tasarlanarak yaratılmış bir yıkama, dezenfeksiyon ve kurutma cihazıdır.

Her türlü cerrahi malzemeler, hortumlar, şişeler, cam malzemeler ve benzeri çeşit malzemelerin yüksek kalitede yıkanması, dezenfekte edilmesi ve kurutulması için işlevsel ve kesin çözüm sağlar.

Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı, yıkanacak malzemelerin her zaman doğru ve eşit şekilde yıkanıp temizleneceği güvencesini sağlar.

Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı, ergonomik tasarımı, ekonomik işletme ve sürdürme maliyeti, sade ve fonksiyonel gösterge ekranı ve cihaza harici olarak bağlanabilecek bir bilgisayar yardımı ile tüm işlem verilerinin izlenebilmesi, kayıt altına alınabilmesi özellikleri ile kullanımı çok kolay bir cihazdır.

Genel Özellikler;

- 5 katlı yıkama aparatı ile genel amaçlı 800 adede kadar malzemeyi alabilmektedir.
- 4 katlı yıkama aparatı ile kanüler ve girintili yapıdaki malzemelerin yıkanması için eklenen aparata ek olarak genel amaçlı 300 adede kadar malzemeyi birlikte alabilmektedir.
- 3 katlı yıkama aparatı ile anestezi aksesuarlarının (malzemelerinin) yıkanmasına imkan tanıyan aparat sistemini içerir.
- Malzeme konteynerleri için yıkama aparatı ile komple yapıda, 4 adede kadar büyük konteyner alabilmektedir.
- 4 katlı yıkama aparatı ile ameliyat tepsileri ve genel amaçlı malzemelerin yıkanması için alt aparatı ile birlikte verilir.
- 4 katlı yıkama aparatı ile kanüler ve girintili yapıdaki 72 adet malzeme ve genel amaçlı 300 adet genel amaçlı malzemeyi birlikte alabilecek aparat ve sistem ile donatılmıştır.



Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazımız
3120720 nolu Tübitak Ar-Ge Projesi
Kapsamında Geliştirilmiştir.

II. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Küçük Kapasiteli

Model: GOLDBERG GY150

Tezgah Altı Küçük Kapasiteli Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı, 150 Lt Kapasiteli

Standart Özellikler

- 10 + 20 program ve dokunmatik ekran
- Kabin hacmi 150 lt, 8 DIN 1/1 Sepet
- Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 540x510x550
- Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 900x840x630
- Öne doğru açılan Paslanmaz Çelik Kapı
- Sarf Malzemeleri.(Kimyasal Bidonları) İçin Paslanmaz Çelikten Muhafaza Bölmesi
- Tezgah Altı Modeli
- Standart Voltaj : 230 V / 1L + N + PE / 50 Hz
- Elektriksel Güç : 4,5 kW
- 2+2 Ad. Kimyasal Sarf Malzemeler İçin Dozaj Pompası
- 200 m³/Saat Elektrikli (Üfleme) Kurutma
- Devir Daim Pompası 400Lt/dk
- Pompa Basınç Kontrolü
- Yıkama Tank Isıtıcılar 3 kW
- Kurutma Isıtıcıları 2 kW
- Ön Filtre F Sınıfı
- H14 Hepa Filtresi
- Hepa Kurutma Filtresi İçin Kontrol Sensörü
- Harici Isı Sensörü İçin Giriş Noktası
- Otomatik Yükleme Aracı Tanıma İçin Sensör
- Dahili Su Yumuşatma Sistemi (Opsiyonel)
- Dahili Buhar Yoğunlaştırıcı Sistem (Opsiyonel)
- Dahili Yazıcı Opsiyonel
- RS 232 Bağlantı Noktası



III. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Orta Kapasiteli

Model: GOLDBERG GY225

Orta Kapasiteli Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı, 225 Lt Kapasiteli

Standart Özellikler

- 10 + 40 program ve dokunmatik ekran
- Kabin hacmi 225 lt, 8 DIN 1/1 Sepet
- Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 560x600x620
- Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 675x1850x700
- Paslanmaz Çelik Gövdeli, Isı ve Darbeye Dayanıklı Kayar Cam Kapı
- Sarf Malzemeleri (Kimyasal Bidonları) İçin Paslanmaz Çelikten Muhafaza Bölmesi
- Standart Voltaj : 380-400 V / 3L + N + PE / 50 Hz
- Elektriksel Güç : 12 kW
- 2+2 Ad. Kimyasal Sarf Malzemeler İçin Dozaj Pompası
- 200 m³/Saat Elektrikli (Üflemlerli) Kurutma
- Devir Daim Pompası 600Lt /dk
- Pompa Basınç Kontrolü
- Yıkama Tank Isıtıcılar 10 kW
- Kurutma Isıtıcıları 10 kW
- Ön Filtre F Sınıfı
- H14 Hepa Filtresi
- Hepa Kurutma Filtresi İçin Kontrol Sensörü
- Kabin Aydınlatması
- Harici Isı Sensörü İçin Giriş Noktası
- Otomatik Yükleme Aracı Tanıma İçin Sensör
- Dahili Su Yumuşatma Sistemi (Opsiyonel)
- Dahili Buhar Yoğunlaştırıcı Sistem (Opsiyonel)
- Dahili Yazıcı Opsiyonel
- RS 232 Bağlantı Noktası



IV. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Büyük Kapasiteli

Model: GOLDBERG GY290

Büyük Kapasiteli Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı

Manuel / Otomatik Kapı

290 lt Kapasiteli

Standart Özellikler

- 10 + 90 program ve dokunmatik ekran
- Kabin hacmi 290 lt, 10 DIN 1/1 Sepet
- Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 620x670x670
- Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 816x2150x900
- Paslanmaz Çelik Gövdeli, Isı ve Darbeye Dayanıklı Kayar Cam Kapı
- Sarf Malzemeleri (Kimyasal Bidonları) İçin Paslanmaz Çelikten Muhafaza Bölmesi
- Standart Voltaj : 380-400 V / 3L + N + PE / 50 Hz
- Elektriksel Güç : 12 kW
- 2+2 Ad. Kimyasal Sarf Malzemeler İçin Dozaj Pompası
- 400 m³ /Saat Elektrikli (Üfleli) Kurutma
- Devir Daim Pompası 700 lt /dk
- Pompa Basınç Kontrolü
- Yıkama Tank Isıtıcılar 10 kW
- Kurutma Isıtıcıları 10 kW
- Ön Filtre F Sınıfı
- H14 Hepa Filtresi
- Hepa Kurutma Filtresi İçin Kontrol Sensörü
- Kabin Aydınlatması
- Harici Isı Sensörü İçin Giriş Noktası
- Otomatik Yükleme Aracı Tanıma İçin Sensör
- Dahili Su Yumuşatma Sistemi (Opsiyonel)
- Dahili Buhar Yoğunlaştırıcı Sistemi (Opsiyonel)
- Dahili Yazıcı Opsiyonel
- RS 232 Bağlantı Noktası



Model: GOLDBERG GY360

Büyük Kapasiteli Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı

360 lt Kapasiteli

Standart Özellikler

- 10 + 90 program ve dokunmatik ekran
- Kabin hacmi 360 lt, 15 DIN 1/1 Sepet
- Kabin Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 660x720x750
- Cihaz Boyutları (Gen.xYük.xDer.): mm 1000x2150x950
- Paslanmaz Çelik Gövdeli, Isı ve Darbeye Dayanıklı Kayar Cam Kapı
- Dayanıklı Cam Kapı
- Sarf Malzemeleri .(Kimyasal Bidonları) İçin Paslanmaz Çelikten Muhafaza Bölmesi
- Standart Voltaj : 380-400 V / 3L + N + PE / 50 Hz
- Elektriksel Güç : 12 kW
- 2+2 Ad. Kimyasal Sarf Malzemeler İçin Dozaj Pompası
- 400 m³ /Saat Elektrikli (Üflemlerli) Kurutma
- Devir Daim Pompası 800 lt /dk
- Pompa Basınç Kontrolü
- Yıkama Tank Isıtıcılar 10 kW
- Kurutma Isıtıcıları 7,5 kW
- Ön Filtre F Sınıfı
- H14 Hepa Filtresi
- Hepa Kurutma Filtresi İçin Kontrol Sensörü
- Kabin Aydınlatması
- Harici Isı Sensörü İçin Giriş Noktası
- Otomatik Yükleme Aracı Tanıma İçin Sensör
- Dahili Su Yumuşatma Sistemi (Opsiyonel)
- Dahili Buhar Yoğunlaştırıcı Sistemi (Opsiyonel)
- Dahili Yazıcı Opsiyonel
- RS 232 Bağlantı Noktası



V. Yıkama, Dezenfeksiyon ve Kurutma Cihazı Araba ve Ek üniteleri



STANDART



Ürünlerimize ait tip testi ve validasyon hizmetleri, Almanya akredite kuruluşu Hygcen GmbH firması tarafından yapılmaktadır.



OPSİYONEL



OPSİYONEL

“Diğer Aksesuar Çeşitleri İçin Firmamızla İrtibata Geçiniz.”